


SARS – CoV-2

Nuevo Test Rápido de Antígeno



Detección directa
del virus



Resultados en
15 minutos



Fácil uso, no requiere
equipamiento



Temperatura ambiente
(2~30°C)



Hisopado Nasal (2,5cm)
o Faringeo



Se recomienda el test entre
el 3er día y antes del 5to-7mo
desde la aparición de los síntomas

APROBADO POR
ISP



+56 995476737



info@asserca.cl



www.asserca.cl



Métodos de diagnóstico actuales para covid-19

Detecta el antígeno del virus, lo que indica la infección viral activa.

Detecta el ARN del virus, lo que indica la infección viral activa.

Detecta el anticuerpo generado por la respuesta inmune después de una infección viral, indicando la infección viral activa o pasada.

COMPONENTES




Cassette (test)



búfer





Tubo de Extracción




Hisopo


Modo de uso




LECTURA DE RESULTADO



POSITIVO



NEGATIVO



INVÁLIDO