



TUBOS DE EXTRACCIÓN DE SANGRE A VACÍO

El sistema de extracción de sangre a vacío “**Weigao**” hoy es la línea más vendida del país.

PRESENTACIÓN (IDENTIFICACIÓN POR COLOR)

	VIOLETA Para recolección con EDTA K3. 3ml / 5ml / 6ml		CELESTE Para recolección con Cloruro de Sodio. 9ml		AMARILLO Para recolección con gel separador. 5ml		BLANCO Para recolección sin anticoagulante. 4ml / 9ml		ROJO Para recolección sin anticoagulante con activador. 9ml
 1.800 unidades x caja				 1.200 unidades x caja					

Yerúa 4975, Paternal, CABA

+(54 11) 4551 8399

hemoterapia@asserca.com.ar

www.asserca.com.ar



+569 9547 6737

hemoterapia@asserca.cl

www.asserca.cl